












## Vejledning til visitering og disponering af DigiRehab ydelser

Vejledningen består af henholdsvis visitation af ydelser (forgår på Cura WEB), samt planlægning af disse i Curaplan.

DigiRehab ydelserne kan tildeles borgere, som i forvejen er visiteret til SEL§83, SEL§83a eller ÆL§10.

| Fase  | Forklaring   | Navigation  |
|---|--|---|
| <b>Visitation af 2 DigiRehab ydelser – på WEB</b> | Fremsøg borger – og vælg Borgers liv<br>Visiter 1. ydelse  |    |
| Visiter 1. ydelse                                 | Vælg kortet "Ydelser"<br><br>- Vælg + i højre hjørne for at tilføje ydelse   | <br>        |
|   | Vælg ydelsen:<br>DigiRehab Træning   |   |
|   | Ydelsen er opsat til de aftalte træningsgange<br><br>Vælg korrekt startdato ift. DigiRehab forløb (jfr. Forløbsoversigt)<br><br>Vælg Leverandør: Team Hjemmetræning el. Blæksprutten<br><br>Vælg GEM OG BESTIL   | <br><br> |
| Visiter 2. ydelse                                 | Ovenstående gentages for visitering af 2. ydelse: DigiRehab screening  |   |
|   | Begge ydelser står nu på Ydelseskortet og er sendt til CuraPlan - klar til planlægning.  |    |
| <b>Planlægning af ydelser i Curaplan</b>          | Find borgers ydelser i overblikspanen - dobbelt klik på disse.   |    |
|   | Stå på Planlægningsfanen – vælg Grundplan + den rute der skal disponeres på.<br><br>Træk 1 levering fra DigiRehab Træning og 1 levering fra DigiRehab screening ned i tidsrummet 7-15 Dagvagt<br>- på den her måde kan man planlægge både træning og screening på samme tid, uden man skal disponere over 2 omgange. |    |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <p>Tilretning af frekvens</p>                | <p>På levering fra DigiRehab Træning ændres frekvensen til: 1 gang hver 12 uge</p> <p>Levering på DigiRehab Screening skal ikke ændres i frekvens</p>             |  |
| <p>Planlægning af leveringerne på ruter.</p> | <p>Jfr. Forløbsoversigten trækkes leveringen ind på ALLE de dage, der skal trænes - i alt 20 gange.</p> <p>Screeningen planlægges til 4 uger jfr. oversigten.</p> |  |
| <p>Tjek disponering</p>                      | <p>Tjek at DigiRehab pakkerne står som "grønne" i leveringsprocenten, da dette kan bruges som rettesnor for at planlægningen er gjort korrekt.</p>                |  |

**VIGTIGT:**

Husk at stoppe DigiRehab ydelser samt afslutte borger i DigiRehab systemet, hvis borger afsluttes før tid.